



Solución de reactivo para la determinación de fluoruro con SPADNS, de 0,02 a 2,00 mg/L de F (500 mL)

de producto:

44449

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Especificaciones

Cantidad:	500
Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/820
Método:	SPADNS
Número de tests:	125
Número del método:	8029
Parámetro:	Fluoruro
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0.02 - 2.00 mg/L F ⁻

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)