



Solución de reactivo para la determinación de fluoruro con SPADNS 2 (libre de arsénico), 500 mL

de producto:

2947549

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de fluoruro mediante el método 10225 Hach SPADNS 2. La fórmula del reactivo SPADNS2 elimina la interferencia del cloro sin arsénico. Rango: 0,02 - 2,00 mg/L F⁻. Conforme a EPA. Botella de 500 mL

Rendimiento idéntico al tradicional Hach SPADNS

Utilice los mismos instrumentos Hach, procedimientos de test y curvas de calibrado

Especificaciones

Conforme a EPA:	Sí
Método:	SPADNS 2
Número de tests:	125
Número del método:	10225
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,02 - 2,00 mg/L F ⁻

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)