



Set de reactivos para la determinación de fosfonato, sobres de reactivo en polvo, de 0,02 a 125 mg/L de PO_4

de producto:

2429700

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de compuestos de fosfonato mediante el método de oxidación UV de persulfato.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Descripción:	Set de reactivos para la determinación de fosfonato
Instrumento:	Todos excepto el DR 900
Método:	Oxidación UV de persulfato
Notas especiales:	El set contiene: sobres de persulfato potásico en polvo (2084769), sobres de PhosVer 3 en polvo (2106069)
Número de tests:	100
Número del método:	8007
Parámetro:	Fosfonatos
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 2,50 mg/L PO_4
Tamaño de muestra:	10 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)