



Ampollas de vidrio de caldo m-ColiBlue24, paq. 20

# de producto:	2608420
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

In 24 hours, Hach's m-ColiBlue24 Broth give you simultaneous results for total coliforms and E. coli. Hach's ready-to-use media eliminates measuring, mixing, and autoclaving steps necessary to prepare dehydrated media. Glass ampules (26084-20), plastic ampules (260845-00), 100mL bottles (26084-42) of m-ColiBlue24 and agar plates (28052-15), afford maximum shelf life and ease of use for pre-measured and prepared media. Enumerate total coliforms and E. coli on one petri dish. Differentiate colonies easily - red and blue indicate total coliforms and blue specifies E. coli. Get optimal recovery of stressed and injured organisms.

Use m-ColiBlue24 Broth to accurately monitor and evaluate total coliform and E. coli in drinking water; wastewater; bottled water; beverages; surface, ground, and well water; and ultrapure, chemical processing and pharmaceutical processing waters.

m-ColiBlue24 should only be used with pads manufactured by the following companies/brands: Pall Corporation (e.g., Sterile Petri Dishes with Absorbant Pads), Private Label/OEM products manufactured by Pall Gelman, Sartorius (cellulose and glass fiber pads), Sartorius BioSart products with the integrated Petri dish, and Millipore EO sterilized pads. No other pad is compatible with the product, and the use of any pad other than those recommended may result in unreliable, inaccurate data.

With ready-to-use m-ColiBlue24 Broth, you can:

Detecta coliformes totales y E. coli de forma simultánea y en 24 horas.

El caldo m-ColiBlue24 de Hach detecta e identifica simultáneamente tanto coliformes totales como Escherichia coli (E. coli). El período de incubación es de 24 horas para obtener una enumeración completa. No hay pasos de confirmación.

Resultados fáciles de leer e interpretar.

m-ColiBlue24 ayuda a identificar la diferencia entre coliformes y E. coli - E. coli son de color azul, otros coliformes son de color rojo y los coliformes totales son la suma de ambos. Así de simple.

Ahorre dinero al eliminar la necesidad de usar equipos especiales y lámparas UV.

Con m-ColiBlue24 no es necesario usar lámparas fluorescentes ni comparadores de colores, ya que la interpretación de los resultados se realiza mediante una sencilla identificación visual.

Minimice el crecimiento de bacterias no coliformes, reduzca las instancias de falsos positivos y negativos y obtenga una mayor sensibilidad por debajo de 1 CFU/100 mL.

Enumere los resultados de las pruebas directamente con el caldo m-ColiBlue24. El caldo m-ColiBlue24 es más preciso y exacto que los métodos de prueba basados en estadísticas, por ejemplo, Número más probable (MPN) y tubos múltiples de fermentación (MTF).

Realice tanto pruebas de emergencia como controles de rutinas.

El caldo m-ColiBlue24 es el mejor medio de 24 horas, aprobado por EPA para realizar enumeraciones de coliformes totales y E. coli.

Especificaciones

Cantidad:	20 /pk
Material:	Glass
Media Type:	m-ColiBlue24 Broth