



Be Right™



## Caldo m-ColiBlue24, botella de 100ml (50 pruebas)

# de producto: 2608442  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

Con el caldo m-ColiBlue24 de Hach podrá obtener, en 24 horas, resultados simultáneos para coliformes totales y para E. coli. Los medios listos para usar de Hach eliminan los pasos de medición, mezcla y autoclave necesarios para preparar los medios deshidratados.

### Detecta coliformes totales y E. coli de forma simultánea y en 24 horas.

El caldo m-ColiBlue24 de Hach detecta e identifica simultáneamente tanto coliformes totales como Escherichia coli (E. coli). El período de incubación es de 24 horas para obtener una enumeración completa. No hay pasos de confirmación.

### Resultados fáciles de leer e interpretar.

m-ColiBlue24 ayuda a identificar la diferencia entre coliformes y E. coli - E.coli son de color azul, otros coliformes son de color rojo y los coliformes totales son la suma de ambos. Así de simple.

### Ahorre dinero al eliminar la necesidad de usar equipos especiales y lámparas UV.

Con m-ColiBlue24 no es necesario usar lámparas fluorescentes ni comparadores de colores, ya que la interpretación de los resultados se realiza mediante una sencilla identificación visual.

### Minimice el crecimiento de bacterias no coliformes, reduzca las instancias de falsos positivos y negativos y obtenga una mayor sensibilidad por debajo de 1 CFU/100 mL.

Enumere los resultados de las pruebas directamente con el caldo m-ColiBlue24. El caldo m-ColiBlue24 es más preciso y exacto que los métodos de prueba basados en estadísticas, por ejemplo, Número más probable (MPN) y tubos múltiples de fermentación (MTF).

### Realice tanto pruebas de emergencia como controles de rutinas.

El caldo m-ColiBlue24 es el mejor medio de 24 horas, aprobado por EPA para realizar enumeraciones de coliformes totales y E. coli.

---

## Especificaciones

Cantidad: 1 each  
Material: Glass  
Media Type: m-ColiBlue24 Broth