



E. coli y coliformes totales, paquete de 25

# de producto:	2495525
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

El caldo para detección de presencia/ausencia con ampollas MUG proporciona un test fácil de usar, ideal para detectar en muestras de agua potable la presencia de bacterias coliformes totales y E. coli. Solo tiene que combinar el caldo P/A con su muestra de 100 mL e incubar durante 24 a 48 horas a 35 °C. Un cambio de color a amarillo o marrón amarillento indica la presencia de bacterias coliformes.

Soluciones completas para análisis de aguas recreativas

Soluciones completas para análisis de aguas residuales

Soluciones completas para análisis de agua potable

Especificaciones

Cantidad:	25 /paquete
Material:	Vidrio