



Kit aplicaciones para Agua: cloruros

de producto: **AP0009.AT1112**

USD Precio: Contacto Hach

Kit de aplicación para la determinación de cloruros en agua. Apto para la serie de valoradores automáticos Titralab AT1000, modelos AT1112/AT1122/AT1222.

Especificaciones

Aplicación:	Municipal Applications
Contenido de la caja:	El kit de aplicación contiene memoria USB con la aplicación preprogramada, jeringa de vidrio, electrodo adecuado al método, tapón para botella con tubo desecador, vasos de plástico, imanes magnéticos, adaptador para jeringa y adaptador cónico para electrodo.
Garantía:	12 meses
Instrumentos compatibles:	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parámetro:	Chloride
Tipo:	Application Pack

Contenido de la caja

El kit de aplicación contiene memoria USB con la aplicación preprogramada, jeringa de vidrio, electrodo adecuado al método, tapón para botella con tubo desecador, vasos de plástico, imanes magnéticos, adaptador para jeringa y adaptador cónico para electrodo.