



Be Right™



Analizador de ORP Pocket Pro+ Tester con sensor reemplazable

de producto: 9532100
USD Precio: Contacto Hach

Elimine las suposiciones de sus mediciones.

Pocket Pro y Pro+ de Hach ofrecen resultados exactos con diagnóstico incluido, pilas reemplazables y una pantalla LCD grande y fácil de leer.

Fiabilidad de los resultados

Sepa a ciencia cierta cuándo tiene que calibrar o limpiar el sensor, gracias al sistema de diagnóstico integrado

Ahorre tiempo y dinero

Las pilas AAA fáciles de cambiar y el práctico contenedor de muestras simplifican el mantenimiento y las mediciones

Facilidad de uso

La pantalla LCD es grande y fácil de leer, y la retroiluminación incluida en los modelos con sensor de repuesto permite tomar medidas en prácticamente cualquier entorno

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye: analizador, 4 pilas AAA, cordón y guía de inicio rápido.
Exactitud:	2 mV
Garantía:	12 meses
Grado de protección IP:	IP67
Idiomas del manual:	Inglés, francés, alemán, italiano, español
Parámetro:	ORP
Pilas/baterías requeridas:	4 AAA
Rango:	± 999 mV
Rango de temperatura de operación:	0 - 50 °C
Resolución:	1 mV
Retroiluminación:	Sí
Volumen de muestra:	9 mL

Contenido de la caja

Incluye: analizador, 4 pilas AAA, cordón y guía de inicio rápido.