



## Electrodo de ORP de sobremesa Sension+, 5056, bajo mantenimiento, hilo de platino, cuerpo de vidrio

# de producto: LZW5056.97.0002

USD Precio: Contacto Hach

Llamar para consultar fecha de envío

Electrodo de ORP/redox con hilo de platino. Cuerpo de vidrio. Intervalo ± 2000 mV, de 0 a 80 °C. Escaso mantenimiento. Para medidor de sobremesa.

## **Especificaciones**

Conector: BNC Connector
Dimensiones (A x L): 12 mm x 130 mm

Exactitud: 0,2 mV con medidor pH31

Garantía: 6 meses

Longitud: 130 mm

Longitud de cable: 1 m

Material: Cuerpo del sensor: vidrio

Parámetro: ORP

Rango de medición:  $\pm 2000 \text{ mV}$  Rango de temperatura: 0 - 80 °C

Solución de llenado: Gel no rellenable

Termistor:

Tipo: Lab

Tipo de electrodo: Laboratorio
Tipo de sensor: Platino

Unión de la sonda: Patilla de cerámica