



Kit de nitrificación completo para SL1000 Portable Parallel Analyzer (PPA)

de producto: 25632200

USD Precio: Contacto Hach

Análisis de calidad del agua. Optimizado de manera espectacular.

El SL1000 Portable Parallel Analyzer (PPA) de Hach realiza los mismos tests con menos de la mitad de pasos manuales. Logre resultados de gran exactitud, con menos posibilidad de errores, en una fracción del tiempo habitual. Análisis simultáneo de hasta seis parámetros.

Análisis más rápidos

Realice hasta cuatro mediciones colorimétricas y dos con sondas en paralelo, y complete todo el análisis en el 25 % del tiempo. Realice un mayor número de análisis in situ, obtenga los resultados que necesita con mayor rapidez y visite más centros en cada desplazamiento.

Menos variabilidad

Evite los pasos manuales que aportan variabilidad, incluso cuando los realizan analizadores experimentados. La automatización y control de temperatura interno hacen que todo el proceso sea uniforme y repetible, a la vez que se aplican los mismos procesos y reactivos que con los métodos de Hach actuales.

Menos problemas

Un único instrumento combina un análisis colorimétrico y con sonda, en un kit de campo que requiere menos accesorios voluminosos. No hay que lidiar con sobres de reactivo en polvo ni viales de vidrio. Todos los productos químicos y procesos están incluidos en la Chemkey.

Tecnología patentada Chemkey

Los reactivos Chemkey contienen los mismos productos químicos y ejecutan los mismos pasos de proceso en los que ha confiado durante décadas y que ahora están disponibles en un paquete sencillo y completo. Aprobado por la EPA para la elaboración de informes de cloro libre y total en aplicaciones de agua potable.

Especificaciones

Alcance del suministro: SL1000 meter, 1 pH probe, 1 nitrate probe, 1 box each of Free Cl, Total Cl, MonoCl, Free

Ammonia and Nitrite Chemkeys, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 probe sample cups,

rechargeable battery, battery charger, handstrap, instrument manual, and USB cable.

Certificaciones: Conforme a CE

Condiciones de almacenamiento: -20 - 60 °C/humedad relativa máxima del 85% (sin condensación)

Contenido de la caja: Medidor SL1000, 1 sonda de pH, 1 sonda de nitrato, 1 caja de cada uno de estos reactivos

Chemkey: Cl libre, Cl total, monoCl, amoniaco libre y nitrito, maletín de transporte, 1 recipiente para muestras del instrumento, 2 recipientes para muestras de sonda, batería recargable, cargador

de batería, correa para la muñeca, manual del instrumento y cable USB.

Detector: Fotodiodo de silicio

Garantía: 12 meses

Grado de protección: III

Instrument Bundle: Full SL1000 Portable Parallel Analyzer (PPA) Nitrification Kit

Interfaces: Mini USB

Modos de medición: Transmitancia (%), absorbancia (abs) y concentración (Conc)

Número de canales: 2

Pilas/baterías requeridas: Batería recargable de iones de litio

Rango de temperatura de operación: 5 - 50 °C, humedad relativa máxima del 85% (sin condensación)

Tipo de lámpara: Diodo de emisión de luz (LED)

Vida útil de la batería: >200 Chemkey tests per full battery charge

Contenido de la caja

Medidor SL1000, 1 sonda de pH, 1 sonda de nitrato, 1 caja de cada uno de estos reactivos Chemkey: Cl libre, Cl total, monoCl, amoniaco libre y nitrito, maletín de transporte, 1 recipiente para muestras del instrumento, 2 recipientes para muestras de sonda, batería recargable, cargador de batería, correa para la muñeca, manual del instrumento y cable USB.