



Be Right™



## Kit de tampones de pH Singlet de un solo uso, pH 7,00 y 10,01, paquete de 10 unidades de cada

# de producto: 2769820  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

### Paquetes de solución Singlet

Solución tampón de pH estándar para calibrar electrodos de pH. Bolsas selladas de aluminio con tampones de pH.  $\text{pH} \pm 0,02$  a 25 °C. Paquete de 10 unidades de pH 7,00 y 10 unidades de pH 10,01, 20 mL cada una

#### Ideal para análisis in situ

Las bolsas selladas son fáciles de transportar: no hay riesgo de vertidos accidentales.

#### Fácil de usar

Basta con abrir la bolsa e introducir el electrodo.

#### Fresca y fiable

Las bolsas de aluminio evitan la contaminación y la exposición al aire.

#### Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de pH es un buen cuidado y calibración del electrodo de pH.

---

### Especificaciones

Cantidad:	20 unidades
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Tampón de calibración de pH
Notas especiales:	Deseche la solución después de usarla
Tipo de envase:	Singlet
Trazable a NIST:	Sí
Valor(es) pH:	pH 7,00 y 10,01 $\pm 0,02$ a 25 °C
¿Codificada por colores?:	Sí