



Kit de solución tampón, codificado por colores, pH 4,01, pH 7,00 y pH 10,01, 500 mL

de producto: 2947600
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Ahorre al comprar un paquete de 3 tampones de pH.

Solución tampón de pH estándar para calibrar electrodos de pH. Paquete de 3 tampones de pH codificados por colores. pH $\pm 0,02$. Botellas de 500 mL con un pH de 4,01, 7,00 y 10,01

Un 33 % de reducción en el precio en comparación con la compra de una única botella

Especificaciones

Cantidad:	3 pk of 500 mL
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Tampón de calibración de pH
Tipo de envase:	Botella
Trazable a NIST:	Sí
Valor(es) pH:	pH 4,01, 7,00 y 10,01 $\pm 0,02$ a 25 °C
¿Codificada por colores?:	Sí