



Be Right™



Solución indicadora de rojo fenol, pH de 6,5 a 8,5, 50 mL

# de producto:	2657512
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Estandarizado para la determinación colorimétrica del pH. Calidad de espectroscopía. Intervalo: pH de 6,5 a 8,5.

Especificaciones

Cantidad:	50
Método:	Colorimétrico con rojo fenol
Número de tests:	50 mL
Parámetro:	pH
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	6,5 - 8,5
Volumen:	Calidad de espectroscopía