



Be Right™



Solución estándar de hidróxido de potasio 8,00 N, 500 mL

de producto:

28249

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de cobre, de 0,1 a 8,0 mg/L de Cu y dureza, método de valoración y valoración con bureta.

Para ajustar el pH en la determinación de calcio mediante la valoración de EDTA. Métodos de Hach 8222 (bureta) y 8204 (valorador digital). Botella de 500 mL.

Especificaciones

Concentración:	8,00 N
Método:	Valoración de EDTA
Parámetro:	Varía
Plataforma:	Solución
Volumen:	500 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)