



Be Right™



Solución estándar de ácido sulfúrico, 0,100 N (N/10), 1 L

de producto:

20253

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para valoración ácido-base en bureta, demanda de cloro y potencial de formación de trihalometanos (PFTHM).

Especificaciones

Concentración:	0,100 N
Número del método:	8288 (Acid)
Parámetro:	Varía
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	10 - 100
Volumen:	1 L

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)