



Be Right™



Solución estándar de hidróxido de sodio, 1000 N, 100 mL MDB

de producto:

104532

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución de hidróxido de sodio multiuso para ajuste del pH

Especificaciones

Aplicación:	Ajuste de pH
Cantidad:	100 mL
Descripción:	Tampón
Fórmula:	NaOH 1 N
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Botella

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)