



Solución estándar de ácido sulfúrico, 1,000 N, 100 ml, BCG

de producto:

127032

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución estándar de ácido sulfúrico multiuso para ajustes del pH

Especificaciones

Aplicación:	Ajuste de pH
Cantidad:	100 mL
Descripción:	Tampón
Fórmula:	H_2SO_4 1 N
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Botella

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)