



Be Right™



## Solución estándar, ácido sulfúrico, 0,500 N, 100 mL

# de producto:

212132

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de la alcalinidad mediante valoración por recuento de gotas

---

### Especificaciones

Concentración:	0,500 N
Descripción:	Ácido sulfúrico, 0,500 N
Plataforma:	Solución
Volumen:	100 mL

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)