



Be Right™



Reactivos Chemkey de Dureza, rango bajo (caja de 25)

de producto: 8636400
USD Precio: Contacto Hach

Reactivos Chemkey de Dureza, rango bajo, 3,0 - 100 mg/L CaCO₃. Para usar con SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Especificaciones

Cantidad:	Paquete de 25
Parámetro:	Dureza, rango bajo
Plataforma:	Chemkeys
Rango de medición:	3 - 100 mg/L CaCO ₃