



Be Right™



## Solución estándar de cloruro, 1000 mg/L, 500 mL

# de producto: 18349  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

### Soluciones estándar de electrodo de ion selectivo (ISE) para análisis de laboratorio

Soluciones estándar ISE Cloruro, 1000 mg/L  $\pm$  10 mg/L Cl<sup>-</sup> (NIST). Botella de 500 mL

#### Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones estándar que se utilizan es muy importante.

#### Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de ISE es un buen cuidado y calibración del electrodo de ion selectivo.

#### Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

---

### Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Concentración:	1000 mg/L $\pm$ 10 mg/L Cl <sup>-</sup>
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Solución estándar de cloruro como Cl <sup>-</sup> (NIST)
Notas especiales:	Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 3 meses
Parámetro:	Cloruro
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Botella

---

### Accesorios requeridos

- Sobres de reactivo en polvo de ajustador de fuerza iónica (ISA) de cloruro, paquete de 100 (Item 2318069)