



Be Right™



Solución estándar de calcio, 1000 mg/L CaCO₃, 1 L

# de producto:	12153
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de la dureza cálcica. (Solución de Cloruro Cálcico). (Para comprobar la exactitud de las determinaciones de la alcalinidad, utilice la referencia de Hach 1427810)

Especificaciones

Concentración:	1000 mg/L CaCO ₃
Descripción:	Solución estándar de Cloruro Cálcico
Plataforma:	Solución