



Be Right™



Solución estándar de hierro, 100 mg/L como Fe (NIST), 100 mL

de producto:

1417542

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para comprobar la exactitud de las determinaciones de hierro

Especificaciones

| | |
|----------------|--|
| Cantidad: | 100 mL |
| Concentración: | 100 mg/L Fe |
| Descripción: | Solución estándar de hierro, 100,0 mg/l de Fe (NIST), 100 ml |
| Parámetro: | Hierro |
| Plataforma: | Solución |