



Solución estándar de calcio, 10 mg/L, 100 mL

de producto: 2305442
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Soluciones estándar de electrodo de ion selectivo (ISE) para análisis de laboratorio

Soluciones estándar ISE Calcio, 10,00 mg/L $\pm$ 0,14 mg/L Ca^{2+} (NIST). Botella de 100 mL

Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones estándar que se utilizan es muy importante.

Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de ISE es un buen cuidado y calibración del electrodo de ion selectivo.

Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

Especificaciones

Cantidad:	100 mL
Concentración:	25 mg/L $\pm$ 0,35 mg/L CaCO_3
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Notas especiales:	Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 3 meses
Parámetro:	Calcio
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Botella