



Be Right™



Solución estándar, sulfito, 15 mg/L como SO_3 (NIST), 500 mL

de producto: 2408449
USD Precio: Contacto Hach
Disponibile

Solución estándar equivalente de sulfito. Preparada con tiosulfato de sodio estabilizado. Equivalente a 15 mg/L como SO_3 . Botella de 500 mL

Especificaciones

Concentración: 15 mg/L
Descripción: Solución equivalente de sulfito como SO_3^{2-} (NIST)
Plataforma: Solución