



Be Right™



Estándar para control de calidad de dureza, rango alto, 500 mL

de producto:

2833349

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Listo para usar - no se precisan diluciones. El estándar mixto incluye: Dureza total: 1000 mg/L como CaCO_3 , Dureza cálcica: 500 mg/L como CaCO_3 . Botella de 500 mL

Especificaciones

Concentración:

Dureza total 1000 mg/L CaCO_3

Descripción:

Dureza de rango alto, estándar mixto de control de calidad de parámetros

Plataforma:

Solución