



Be Right™



Estándar para control de calidad de dureza, rango bajo, 500 mL

de producto: 2833449
USD Precio: Contacto Hach
Disponibile

Listo para usar - no se precisan diluciones. El estándar mixto incluye: Dureza total: 100 mg/L como CaCO_3 . Dureza cálcica: 50 mg/L como CaCO_3 .

Especificaciones

Concentración:	Dureza cálcica 50 mg/L CaCO_3
Descripción:	Dureza en rango bajo, estándar mixto de control de calidad de parámetros
Plataforma:	Solución