



Be Right™



Kit de estándares de gel secundarios SpecCheck, fluoruro, 0 - 2,0 mg/L F

de producto: 2712500

USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Estándares de gel sólidos y listos para usar para la verificación de instrumentos en el laboratorio y sobre el terreno.

El set contiene cuatro viales llenos de geles que simulan el color del test a diversas concentraciones.

Especificaciones

Concentración:	0 - 2,00 mg/L F
Instrumento:	Todos excepto las series DR/3000, DR 900 y DR/800
Método:	SPADNS