



Be Right™



Bleaching (3), reactivo powder pillow, paquete/100

de producto:

1429449

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de Aluminio, 0,008-0,8 mg/l Al, método de Aluminon.

Especificaciones

Cantidad:	100/paquete
Método:	Aluminon
Número de tests:	100
Número del método:	8012
Parámetro:	Aluminio
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)