



Be Right™



CuVer 2 Cobre, reactivo Powder Pillow

de producto:

2188299

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de Cobre, 0,04-5,00 mg/L Cu, en presencia de niveles altos de Aluminio, Calcio y Hierro. Para 25 ml de muestra. Pk de 100.

Especificaciones

Cantidad:	100 uds
Método:	Bicinconinato
Número de tests:	100
Parámetro:	Cobre
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)