



Be Right™



PAN, Solución indicadora, 0,1% (500 ml)

de producto:

2122449

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo colorimétrico 0,1% para determinaciones de Manganeso en rango bajo.

Para determinaciones de Manganeso en rango bajo por el método PAN. Método Hach 8149. Rango: 0,006 a 0,700 mg/L Mn. Botella 500 mL.

Especificaciones

Cantidad: 500 mL ml

Método: PAN

Plataforma: Solución