



Be Right™



Solución estándar, manganeso, 10 mg/L como Mn (NIST), paquete de 20 ampollas PourRite de 2 mL

de producto:

2605820

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para comprobar la exactitud de las determinaciones de manganeso

Comprobaciones de exactitud sencillas

Los estándares de ampollas Voluette y PourRite se han diseñado para trabajar directamente con comprobaciones de la exactitud de adiciones de estándares en procedimientos Hach y el software del fotómetro. Utilice la pipeta TenSette para adiciones de estándar y comprobar el porcentaje de recuperación, y para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

Minimizar los residuos

Abra una ampolla de estándar nuevo para cada comprobación de la exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un set de adiciones de estándar.

Resultados fiables

Las ampollas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

Especificaciones

Cantidad:	mL/20
Concentración:	10 mg/L
Descripción:	Solución estándar de manganeso como Mn (NIST)
Plataforma:	Solución