



Sobres de reactivo en polvo, molibdeno 1, 50 mL, paquete de 100

de producto: 2352769
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Reactivos en polvo en paquetes sellados para la determinación de molibdeno, 0,02 - 3,00 mg/L Mo.

Para la determinación de molibdeno en rango bajo mediante el método del complejo ternario (método Hach 8169). Intervalo: 0,02 - 3,00 mg/L Mo
Mo Tamaño de la muestra: 50 mL

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Método:	Complejo ternario
Número de tests:	100
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)