



Be Right™



ZincoVer 5 Zinc, Reactivo Powder Pillow

de producto:

1403268

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para determinación de Zinc. Para muestras de 50 mL.

Especificaciones

Cantidad:	25/pk
Conforme a EPA:	Sí
Método:	Zincon
Número de tests:	25
Número del método:	8009
Parámetro:	Zinc
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,01 - 2,00 mg/L Zn

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)