



Be Right™



Set de reactivos para la determinación de zinc, de 0,01 a 2,00 mg/l de Zn

de producto:

2429300

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de zinc, método del Zincon. Para muestra de 20 ml. Paquete de 100.

Especificaciones

Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/3000 y DR/2000
Método:	Zincon
Número de tests:	100
Número del método:	8009
Parámetro:	Zinc
Rango de medición:	0,01 - 3,00 mg/L Zn

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)