



Reactivos Chemkey de nitrito (caja de 25)

de producto: 9429300

USD Precio: Contacto Hach

Reactivos Chemkey de nitrito, rango 0,005 - 0,6 mg/L NO₂-N. Para SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Especificaciones

Cantidad: Paquete de 25

Instrumento: SL1000
Parámetro: Nitrito
Plataforma: Chemkeys

Rango de medición: $0,005 - 0,600 \text{ mg/L NO}_2\text{-N}$