



Be Right™



TNT para TOC (método de purga), 100 a 700 mg/L C

de producto: 2760445
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Prueba de cubeta (16 mm de diámetro) completamente equipada con todos los reactivos, optimizada para obtener resultados de medición fiables y facilitar la manipulación. TNT = Test 'N Tube

Los productos Test 'N Tube permiten realizar pruebas de forma cómoda y segura.
Los viales de 16 mm con tapón ofrecen un paquete completo para la mezcla y la medición.

Pedidos sencillos
Todos los reactivos y los viales necesarios se incluyen en el paquete.

Especificaciones

Método:	Directo
Notas especiales:	Los productos TNT de 16 mm se pueden evaluar únicamente en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.
Número de tests:	25 - 50
Número del método:	10128
Parámetro:	Carbono orgánico total
Plataforma:	Test 'N Tube
Rango de medición:	100 - 700 mg/L C
Requiere digestión:	Sí

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)