



Be Right™



## TNT para TOC (método de purga), de 15 a 150 mg/L C

# de producto:

2815945

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Prueba de cubeta (16 mm de diámetro) completamente equipada con todos los reactivos, optimizada para obtener resultados de medición fiables y facilitar la manipulación. TNT = Test 'N Tube

**Los productos Test 'N Tube permiten realizar pruebas de forma cómoda y segura.**

Los viales de 16 mm con tapón ofrecen un paquete completo para la mezcla y la medición.

### Pedidos sencillos

Todos los reactivos y los viales necesarios se incluyen en el paquete.

---

## Especificaciones

Método:	Directo
Notas especiales:	Los productos TNT de 16 mm se pueden evaluar únicamente en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.
Número de tests:	25 - 50
Número del método:	10173
Parámetro:	Carbono orgánico total
Plataforma:	Test 'N Tube
Rango de medición:	De 15 a 150 mg/l
Requiere digestión:	Sí

---

## Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)