



Be Right™



## Solución estándar, ácido sulfúrico, 19,2 N, 500 mL

# de producto:

203849

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución estándar de ácido sulfúrico multiuso. Para la determinación de ácidos volátiles mediante el método de esterificación. Botella de 500 mL

---

### Especificaciones

Concentración:	19.2 N
Método:	Esterificación
Plataforma:	Solución
Volumen:	500 mL

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)