



Be Right™



Inóculo de cultivo para DBO, Polyseed, paquete de 50 cápsulas

de producto: 2918700
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Inóculo de cultivo para DBO para uso en los test de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5). Mezcla de cultivos microbianos especializados en una cápsula fácil de usar. Diseñado para ofrecer un criterio uniforme para la degradación de desechos industriales y municipales en análisis de DBO5. Paquete de 50 cápsulas. International Laboratory Supply (InterLab), LTD

- * Fuente de cultivo uniforme: misma bacteria, mismo tipo de bacteria, misma cantidad de mezcla de bacterias
- * Contenido bacteriano conocido, libre de patógenos
- * Producto seco, práctico, seguro y ya medido en cápsulas fáciles de usar
- * Dos años de vida útil

Especificaciones

Aplicación:	Preparación de agua de dilución
Cantidad:	50 unidades
Descripción:	Fuente de cultivo
Fórmula:	Fuente de cultivo
Método:	Dilución
Número del método:	8043
Parámetro:	Demanda bioquímica de oxígeno
Tipo de envase:	Cápsulas

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)