



Be Right™



## Estándar de turbidez de formacina, 4000 NTU, 100 mL

# de producto:

246142

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



El estándar de turbidez puede diluirse para su empleo con cualquiera de los turbidímetros de Hach (TL23, TU52, 2100Q, 2100N, 2100AN series).

---

### Especificaciones

Cantidad:	100 mL
Concentración:	4000 NTU
Parámetro:	Turbidez
Plataforma:	Solución

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)