



Be Right™



Cartucho de valorador digital, nitrato de mercurio, 2,570 N

de producto:

2393701

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de la salinidad mediante valorador digital. 2,570 N. Dígitos x 0,1 = ppt de salinidad en una muestra de 2 mL.

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aprox. 40 - 100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Instrumento:	Valorador digital
Método:	Nitrato mercúrico
Número de tests:	40 - 100
Parámetro:	Sulfito
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	0 - 100 ppt de salinidad
Valorante:	2,570 N $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)