



Be Right™



Reactivo 1 para la determinación de sulfuro, 100 mL MDB

de producto:

181632

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de sulfuro, 5 - 800 $\mu\text{g/L S}^{2-}$. Botella MDB.

Especificaciones

Cantidad:	100 mL
Método:	Azul de metileno
Número de tests:	50
Número del método:	8131
Parámetro:	Sulfuro
Plataforma:	Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)