



Be Right™



Set de reactivos, sulfito, kit SU-5

de producto:

2440000

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Set de reactivos para la determinación de sulfito mediante valoración yodométrica por recuento de gotas. Set de reactivos de repuesto para el test kit SU-5 (148002). Rango: Hasta 200 mg/L SO₃. El set incluye sobres de reactivo en polvo para la determinación de ácido sulfámico, sobres de reactivo en polvo para la determinación de sulfito 1 y solución de sulfito 3 para 100 tests aproximadamente.

Especificaciones

Características especiales:

Sulfite Reagent set, SU-5 Kit : Iodometric Method

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)