



Be Right™



## Cloro libre, sobres de reactivo en polvo, 0,02-2,00 mg/L Cl<sub>2</sub>

# de producto:

2105569

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cloro libre mediante el método de DPD. Para muestra de 10 mL.

### Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Conforme a EPA:	Sí
Descripción:	Sobres de reactivo de DPD en polvo para la determinación de cloro libre, 10 ml
Instrumento:	Todos excepto DR/3000 y DR/2000
Método:	DPD
Número de tests:	100
Número del método:	8021
Parámetro:	Cloro libre
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 2,00 mg/L Cl <sub>2</sub>
Tamaño de muestra:	10 mL

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)