



Sobres de reactivo en polvo para la determinación de cloro libre, DPD (paquete/100)

de producto:

1407099

Peligroso

USD Precio:
Disponible

Contacto Hach



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cloro libre mediante el método de DPD. Para muestras de 25 mL.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Conforme a EPA:	Sí
Descripción:	Sobres de reactivo de DPD en polvo para la determinación de cloro libre, 25 ml
Instrumento:	Todos
Método:	DPD
Nota al pie:	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Número de tests:	100
Número del método:	8021
Parámetro:	Cloro libre
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Tamaño de muestra:	25 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)