



Be Right™



Reactivos Chemkey de cloro libre (paquete de 300)

de producto: 8499300
USD Precio: Contacto Hach

Reactivos Chemkey de cloro libre, rango 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. Para SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA). 12 cajas de 25 (cantidad total de 300 tests).

Especificaciones

Cantidad:	Paquete de 300
Número del método:	10260
Parámetro:	Cloro libre
Plataforma:	Chemkeys
Rango de medición:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂