



Be Right™



Reactivos Chemkey de cloro total (caja de 25)

de producto: 9429100
USD Precio: Contacto Hach

Reactivos Chemkey de cloro total, rango 0,04 - 10 mg/L Cl₂. Para SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Especificaciones

Cantidad:	Paquete de 25
Instrumento:	SL1000
Número del método:	10260
Parámetro:	Cloro total
Plataforma:	Chemkeys
Rango de medición:	0,04 - 10 mg/L Cl ₂