



Be Right™



Reactivos Chemkey de Monocloramina (caja de 25)

de producto: 9429400
USD Precio: Contacto Hach

Reactivos Chemkey de monocloramina, rango 0,04 - 4,0 mg/L Cl₂. Para usar con SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Especificaciones

Cantidad:	Paquete de 25
Parámetro:	Monocloramina
Plataforma:	Chemkeys
Rango de medición:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂