



Reactivos Chemkey de amonio libre y monoclaramina (caja de 25)

de producto: 9429600
USD Precio: Contacto Hach

Reactivos Chemkey de amonio libre, 0,05 - 0,5 mg/L, y monoclaramina, 0,04 - 4,00 mg/L. Para SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Especificaciones

Cantidad:	Paquete de 50 (cada 25)
Kit Option:	Free Ammonia & Monochloramine
Parámetro:	Amonio libre
	Monoclaramina
Plataforma:	Chemkeys
Rango de medición:	Amonio libre: 0,05 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
	Monoclaramina: 0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂