



Be Right™



## Sobres de reactivo en polvo PhosVer 3 para la determinación de fosfato, 5 ml, paquete de 100

# de producto:

220999

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Fosfato, Método Ácido Ascórbico. Para 5 mL de muestra.

### Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Método:	Ascorbic Acid
Número de tests:	100
Parámetro:	Phosphate
Plataforma:	Powder Pillows

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)